


Кроличье Поликлональное Антитело К Фосфо-C-Jun-S243 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P05412

Артикул: CM0000599



введение

Кроличье pAb к фосфо-c-Jun-S243 детектирует человеческий, мышинный и крысиный c-Jun, фосфорилированный по Ser243. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Это антитело поддерживает исследования транскрипционного комплекса AP-1 и сигнальных путей рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к фосфо-c-Jun-S243
Примечания/Альтернативные названия	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Фосфо-c-Jun-S243
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3725
ID гена	3725
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S243 человеческого Jun (NP_002219.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05412
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом