


Фосфо-C-Jun-S63 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P05412

Артикул: CM0000877



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело, направленное против фосфорилированного по Ser63 c-Jun. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестная реакция с человеческим и крысиным белками. Идеально подходит для изучения сигналинга транскрипционного фактора AP-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-c-Jun-S63 кроличья pAb
Примечания/Псевдонимы	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Фосфо-c-Jun-S63
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3725
ID гена	3725
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S63 человеческого c-Jun (NP_002219.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P05412
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом