


Phospho-C-Jun-S63 Кроличья Поликлональная Антитело - P05412

Артикул: CM0001709



введение

Phospho-c-Jun-S63 кроличья поликлональная антитело выявляет фосфорилированный c-Jun по серину 63 у человека, мыши и крысы. Подходит для методов ВБ, ИГ-ГП, ИФА в исследованиях транскрипции и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-c-Jun-S63 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
Вид	Человек
ID гена (человек)	3725
ID гена	3725
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку 63 сериона Jun человека (NP_002219.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГ-ГП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05412
Молекулярная масса белка	36кДа
Доставка	Хладоэлемент