


## Фосфо-C-Jun-S73 Кроличья Поликлональная Антитело - P05412

Артикул: CM0001691



### введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфорилированному c-Jun по серину 73, валидированное для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути транскрипционного фактора AP-1 при онкологических заболеваниях и иммунных ответах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-c-Jun-S73 кроличья pAb                                                                                                |
| Примечания/алиасы         | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                     |
| ID гена (человек)         | 3725                                                                                                                        |
| ID гена                   | 3725                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S73 человеческого c-Jun (NP_002219.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                                  |
| Применение                | ВБ, ИГХ-П, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                        |
| SWISS                     | P05412                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 36 кДа                                                                                                                      |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                           |