


Фосфо-С-Jun-S73 Кроличий Раb - P05412

Артикул: CM0001064



введение

Поликлональное антитело кролика против фосфо-с-Jun-S73 для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P), ELISA. Определяет фосфорилированный по S73 белок с-Jun человека, мыши, крысы. Сырье для IVD для исследований рака и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-с-Jun-S73 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
Вид	Человек
GeneID	3725
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S73 человеческого c-JUN (NP_002219.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05412
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом