


Фосфо-C-Jun-T93 Кроличья Раb Для Wb, Elisa - P05412

Артикул: CM0000487



введение

Фосфоспецифическое поликлональное кроличье антитело, направленное против фосфорилированного Thr93 человеческого c-Jun (AP-1). Валидировано для WB и ELISA; реагирует с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для изучения активности транскрипционного фактора AP-1 и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-c-Jun-T93 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Фосфо-c-Jun-T93
Вид	Человек
GeneID (человек)	3725
GeneID	3725
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в районе T93 человеческого JUN (NP_002219.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05412
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом