


Фосфо-С-Мус-S62 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P01106

Артикул: CM0001143



введение

Высокоспецифичное фосфо-с-Мус-S62 кроличье моноклональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально подходит для изучения фосфорилирования с-Мус и его транскрипционной активности. Молекулярная масса ~51 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-с-Мус-S62 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	MRTL; MYCC; с-Мус; bHLHe39; Фосфо-с-Мус-S62
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4609
ID гена	4609
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S62 человеческого с-Мус (NP_002458.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01106
Масса белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодильник