


Фосфо-С-Мус-T58/S62 Кроличьи Мат Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P01106

Артикул: CM0000874



введение

Фосфо-с-Мус (T58/S62) кроличьи моноклональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфичны к человеческому с-Мус, фосфорилированному по Thr58 и Ser62, с перекрестной реактивностью на крысу. Идеально подходят для изучения сигналинга Мус, пролиферации клеток и активации онкогенов.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Фосфо-с-Мус-T58/S62 кроличьи мат
Примечания/Псевдонимы	MRTL; MYCC; с-Мус; bHLHe39; Фосфо-с-Мус-T58/S62
Вид	Человек
ID гена	4609
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T58 и S62 человеческого с-Мус (P01106)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P01106
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	В ледяном пакете