


Фосфо-Специфичное Кроличье Моноклональное Антитело К Сердечному Тропонину I (Tnni3), Фосфорилированному По S23/S24, Для Игг-П, Ифа — P19429

Артикул: CM0001792



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело, направленное против фосфорилированного S23/S24 человеческого сердечного тропонина I (TNNI3), валидированное для иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГГ-П) и ИФА. Антитело выявляет человеческий сердечный тропонин I — ключевой регулятор сокращения сердечной мышцы. Идеально подходит для исследований биомаркеров сердца и внутриклеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Сердечный Тропонин I (TNNI3)-S23/S24 кроличье мАнт
Примечания/Алиасы	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Phospho-Cardiac Troponin I (TNNI3)-S23/S24
Вид	Человек
ID гена (человек)	7137
ID гена	7137
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S23 и S24 человеческого сердечного тропонина I (TNNI3) (NP_000354.4).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19429
Молекулярная масса белка	24кДа
Доставка	Сумка-холодильник с