

Фосфо-Казеин Киназа 2 Альфа (Csnk2A1)-T360/S362 Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P68400

Артикул: CM0000881



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к CSNK2A1, фосфорилированному по T360/S362. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектируют казеин киназу 2 альфа человека и мыши. Идеально подходят для изучения киназной сигнализации, апоптоза и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Казеин Киназа 2 альфа (CSNK2A1)-T360/S362 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Phospho-Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)-T360/S362
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1457
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку вокруг T360/S362 казеин киназы 2 альфа человека (CSNK2A1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P68400
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом