


Фосфо-Cbl-Y700, Кроличьи Поликлональные Антитела Для ВБ И Ифа - P22681

Артикул: CM0000461



введение

Фосфо-CBL-Y700 кроличьи поликлональные антитела выявляют фосфорилированный CBL по Tyr700 в образцах человека, валидированы для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходят для изучения убиквитинирования, сигнального пути RTK и биологии остеокластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CBL-Y700 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y700
Вид	Человек
ID гена (человек)	867
ID гена	867
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y700 CBL человека (NP_005179.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22681
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Холодовой пакет