


Фосфо-Cdc6-S54 Кроличье Моноклональное Антитело Для Wb, Elisa - Q99741

Артикул: CM0001942



введение

Фосфо-Cdc6-S54 кроличье моноклональное антитело (Q99741), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий и мышиный CDC6, фосфорилированный по остатку Ser54. Идеально подходит для исследований репликации ДНК и контрольных точек клеточного цикла. Сырье для ИВД от CamelBio в формате одного окна.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Cdc6-S54 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Phospho-Cdc6-S54
Вид	Человек
ID гена (человек)	990
ID гена	990
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S54 человеческого Cdc6 (Q99741).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q99741
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	С ледяным пакетом