


Фосфо-Cdk1-T14 Кроличье Mab Для Wb, Elisa - P06493

Артикул: CM0001634



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CDK1, фосфорилированное по Thr14. Валидировано для WB и ELISA на образцах человека и мыши. Детектирует полосу ~34 кДа. Идеально для исследований клеточного цикла, митоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CDK1-T14 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	983
GeneID	983
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T14 человеческого CDK1 (NP_001777.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06493
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В сумке со льдом