


Фосфо-Cdk1-T161 Кроличья Поликлональная Антитело - P06493

Артикул: CM0001656



введение

Фосфо-CDK1-T161 кроличья pAb специфически обнаруживает CDK1, фосфорилированный по треонину-161 в образцах человека, мыши и крысы. Валидирован для ВБ, ИП, ИФ-П, ИГХ-П и ИФА. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CDK1-T161 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T161
Вид	Человек
ID гена	983
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T161 человеческого CDK1 (NP_001777.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06493
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет