


Кроличий Моноклональный Антитело К Фосфо-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф - P06493

Артикул: CM0000667



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, распознающее фосфо-T161 CDK1 и соответствующий фосфо-T160 CDK2/CDK3. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и иммунофлуоресценции на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	983
GeneID	983
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг T161 человеческого CDK1 (NP_001777.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06493
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом