


Phospho-Cdk1-Y15 Rabbit Mab Для Wb, Elisa - P06493

Артикул: CM0001140



введение

Phospho-CDK1-Y15 Rabbit mAb для WB, ELISA. Обнаруживает фосфорилированный CDK1 в положении Tyr15 в образцах человека. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, митоза и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Phospho-CDK1-Y15 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	983
GeneID	983
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y15 человеческого CDK1 (NP_001777.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06493
Молекулярный вес белка	34 кДа
Доставка	Сумка со льдом