


Фосфо-Cdk1/2-T14 Кроличьи Моноклональные Антитела Для ВБ, Ифа - P06493 / P24941

Артикул: CM0000875



введение

Фосфо-Cdk1/2-T14 кроличьи моноклональные антитела, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА; детектируют фосфорилированный T14 человеческих CDK1 и CDK2, перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками; подходят для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Cdk1/2-T14 кроличьи мКант
Примечания/Синонимы	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-Cdk1/2-T14
Вид	Человек
ID гена (человек)	983 / 1017
ID гена	983 / 1017
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области T14 человеческого CDK1 (P06493) / CDK2
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06493 / P24941
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет