

Фосфо-Cdk1/2/3-T14 Кроличий Моноклональный Антитело (Mab) - P06493/P24941/Q00526

Артикул: CM0001545



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-CDK1/2/3-T14, валидированное для методов WB и ELISA. Распознает CDK1/2/3 человека, мыши и крысы, фосфорилированные по остатку T14. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CDK1/2/3-T14 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Фосфо-CDK1/2/3-T14
Вид	Человек
GeneID (человек)	983/1017/1018
GeneID	983/1017/1018
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области T14 CDK1/2/3 человека (P06493).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P06493/P24941/Q00526
Молекулярная масса белка	34 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом