

Phospho-Cdk2-Y15 Rabbit Mab Для Wb, Elisa - P24941

Артикул: CM0000883



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CDK2, фосфорилированного по Tyr15.

Валидировано для WB и ELISA, реагирует с человеческим и мышинным образцами. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CDK2-Y15 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-Y15
Вид	Человек
GeneID (человек)	1017
GeneID	1017
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y15 человеческого CDK2 (NP_001001789.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P24941
Молекулярный вес белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник