


Фосфо-Cdk6-Y13 Кролик Раb - Q00534

Артикул: CM0001833



введение

Поликлональное антитело кролика к фосфорилированному CDK6-Y13 для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Определяет фосфорилированный Y13 человеческого CDK6; перекрестно реагирует с мышиным белком. Подходит для исследований клеточного цикла и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CDK6-Y13 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	MCPH12; PLSTIRE; Фосфо-CDK6-Y13
Вид	Человек
ID гена	1021
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y13 человеческого CDK6 (NP_001250.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00534
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом