


Фосфо-Cdk6-Y24 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb/If/Icc — Q00534

Артикул: CM0000413



введение

Фосфо-CDK6-Y24 кроличья поликлональная антитела распознает человеческий CDK6, фосфорилированный по Tyr24. Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции и иммуноцитохимии (IF/ICC). Валидировано для человеческих и мышиных образцов. Идеально подходит для исследования клеточного цикла, дифференцировки и онкологических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CDK6-Y24 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y24
Вид	Человек
GeneID (человек)	1021
GeneID	1021
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифичный пептид, соответствующий аминокислотным остаткам вокруг положения Y24 человеческого CDK6
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00534
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	С ледяным пакетом