


Кроличья Рab К Фосфо-Cdkn1B/P27Kip1-T187 Для Вестерн-Блоттинга - P46527

Артикул: CM0001583



введение

Фосфоспецифические кроличьи поликлональные антитела к CDKN1B/p27KIP1, фосфорилированному по положению T187; валидированы для Вестерн-блоттинга на образцах человека. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и супрессоров опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; Phospho-CDKN1B/p27KIP1-T187
Вид	Человек
GeneID (человек)	1027
GeneID	1027
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим T187 человеческого CDKN1B/p27KIP1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P46527
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом