

Фосфо-Ceбpb (T235) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Артикул: CM0000775



введение

Фосфо-CEBPB (T235) кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный CEBPB. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции, иммунного ответа и адипогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-CEBPB-T235 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1051
ID гена	1051
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T235 человеческого CEBPB (NP_005185.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17676
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом