

Фосфо-С/Еbpb-T235 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P17676

Артикул: CM0000676



введение

Фосфо-С/Еbpb-T235 кроличья поликлональная антитело, валидированная для WB и ИФА. Распознает человеческий и мышинный С/Еbpb, фосфорилированный по остатку T235 — ключевой фактор транскрипции в иммунном ответе и адипогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-С/Еbpb-T235 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; Phospho-C/EBPB-T235
Вид	Человек
ID гена (человек)	1051
ID гена	1051
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T235 человеческого С/Еbpb (NP_005185.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17676
Молекулярная масса белка	36кДа
Доставка	Холодильный пакет