

Фосфо-Cfl1-S3 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P23528

Артикул: CM0000502



введение

Фосфо-CFL1-S3 Кроличий pAb детектирует эндогенный фосфорилированный кофилин-1 по Ser3 у человека, мыши и крысы. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Надежный инструмент для in vitro диагностики для изучения динамики актина и регуляции цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CFL1-S3 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	CFL; кофилин; HEL-S-15; Фосфо-CFL1-S3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1072
GeneID	1072
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S3 человеческого CFL1 (NP_005498.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23528
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом