


Фосфо-Cgas (S420) Кроличья Поликлональная Антитело Для ВБ И Ифа — Q8C6L5

Артикул: CM0000665



введение

Фосфо-CGAS-S420 кроличья поликлональная антитело выявляет CGAS, фосфорилированный по серину 420, в образцах мыши, человека и крысы. Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета, пути cGAS-STING и распознавания ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-CGAS-S420 кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	Mb21d1; E330016A19Rik; Phospho-CGAS-S420
Вид	Мышь
GeneID (человек)	115004
GeneID	214763
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S420 мышиногo CGAS (NP_775562.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q8C6L5
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодильный пакет