


Phospho-Chk1-S280 Rabbit Pab - O14757

Артикул: CM0000542



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, направленное против Ser280 человеческого Chk1 (CHEK1), для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФА (ELISA). Валидировано на человеке, мыши, крысе. Идеально подходит для исследований повреждений ДНК и контрольных точек клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Chk1-S280 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CHK1; Phospho-Chk1-S280
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1111
ID гена	1111
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S280 человеческого Chk1 (NP_001265.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14757
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом