


Фосфо-Chk1-S317 Кроличья Поликлональная Антитело (Wb, Elisa) - O14757

Артикул: CM0000628



введение

Высокоспецифичная кроличья поликлональная антитело, распознающая эндогенные уровни Chk1, фосфорилированного по серину 317. Валидирована для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА в образцах человека. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Фосфо-Chk1-S317 кроличья pAb
Примечания/Альяс	CHK1; Фосфо-Chk1-S317
Вид	Человек
ID гена (человек)	1111
ID гена	1111
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S317 человеческого Chk1 (NP_001265.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14757
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовой пакет