


Phospho-Chk1-S345 Rabbit Mab Для Wb, Elisa - O14757

Артикул: CM0000505



введение

Кроличий моноклональный антитело для обнаружения эндогенного фосфорилированного Chk1 в положении Ser345, валидированный для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на человека и мышь, нацеленное на ключевую контрольную киназу клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Chk1-S345 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1111
GeneID	1111
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S345 человеческого Phospho-Chk1-S345 (NP_001107593.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14757
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом