

Phospho-Chk2-S516 Rabbit Pab - O96017

Артикул: CM0001269



введение

Кроличий поликлональный антитело, обнаруживающее эндогенные уровни Chk2 только при фосфорилировании по Ser516. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для изучения реакции на повреждение ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Chk2-S516 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-S516
Вид	Человек
GeneID	11200
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S516 человеческого Chk2 (NP_009125.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O96017
Молекулярный вес белка	61 кДа
Доставка	Сумка со льдом