


Фосфо-Специфичные Кроличьи Поликлональные Антитела К Коннексину 43 (S368) Для Игп, Ифа — P17302

Артикул: CM0001217



введение

Фосфо-специфичные кроличьи поликлональные антитела к человеческому коннексину 43, фосфорилированному по остатку Ser368. Валидированы для применения в ИГП и ИФА; перекрестно реагируют с мышинным и крысиным гомологом. Идеально подходят для исследований щелевых контактов, сердечных заболеваний и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Connexin 43-S368 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Phospho-Connexin 43-S368
Вид	Человек
GeneID (человек)	2697
GeneID	2697
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий району S368 человеческого GJA1 (NP_000156.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ИГП, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P17302
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник