

Фосфо-Специфическое Кроличье Моноклональное Антитело К Creb1 (S133) Для Вб, Игг-П, Фц (Внутриклеточный), Ифа — P16220

Артикул: CM0000888



введение

Фосфо-специфическое кроличье моноклональное антитело к CREB1, фосфорилированному по остатку серина 133. Валидированные применения: вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, внутриклеточная проточная цитометрия и ИФА, с перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути cAMP и регуляции экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CREB1-S133 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	CREB; CREB-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1385
ID гена	1385
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S133 человеческого CREB1 (NP_604391.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-п, ФЦ (внутр), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16220
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодильный пакет