

Фосфо-Creb1-S133 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16220

Артикул: CM0001280



введение

Фосфо-CREB1-S133 кроличья pAb детектирует фосфорилированный CREB1 в сайте Ser133 у человека, мыши и крысы. Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA), позволяет исследовать транскрипцию и сигнализацию через цАМФ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CREB1-S133 кроличья pAb
Примечания/алиасы	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
Вид	Человек
ID гена (человек)	1385
ID гена	1385
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг сайта S133 человеческого CREB1 (NP_604391.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16220
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	Холодильный пакет