


Кроличий Моноклональный Антитело К Фосфо-Crk P38-Y221 Для Wb, Elisa - P46108

Артикул: CM0001059



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело к Crk p38 по остатку Y221. Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с белком человека. Подходит для изучения клеточной адгезии, миграции и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-Crk p38-Y221
Примечания/Псевдоним	p38; CRKII
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1398
GeneID	1398
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области Y221 Crk p38 человека (NP_058431.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P46108
Молекулярная масса белка	34 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом