


Фосфо-Циклин D1 (T286), Кроличья Поликлональная Антитело, Для ВБ, Игг-П, Ифа — P24385

Артикул: CM0001049



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому циклину D1, фосфорилированному по остатку T286, валидировано для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования перехода G1/S и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-циклин D1-T286, кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Фосфо-циклин D1-T286
Вид	Человек
ID гена (человек)	595
ID гена	595
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T286 человеческого циклина D1 (NP_444284.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24385
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С хладагентом