

Фосфо-Циклин E1-T395 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P24864

Артикул: CM0000776



введение

Фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Циклин E1, фосфорилированный по T395. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Циклин E1-T395 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CCNE; pCCNE1; Фосфо-Циклин E1-T395
Вид	Человек
GeneID (Человек)	898
GeneID	898
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T395 человеческого Циклина E1 (NP_001229.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24864
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике