


Кроличий Pab К Фосфо-Dna-Pkcs-S2056 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Артикул: CM0001805



введение

Кроличий поликлональный антитело, специфически распознающее человеческий фосфо-DNA-PKcs (S2056). Валидирован для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Подходит для исследований сигнальных путей повреждения и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий pAb к фосфо-DNA-PKcs-S2056
Примечания/Псевдонимы	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs; Фосфо-DNA-PKcs-S2056
Вид	Человек
Идентификатор гена	5591
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S2056 человеческого DNA-PKcs (NP_008835.5)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78527
Молекулярный вес белка	469кДа
Доставка	Сумный лед