

Фосфо-Dok2-Y299 Кроличий Pab - O60496

Артикул: CM0001560



введение

Антитело Phospho-DOK2-Y299 Rabbit pAb специфически детектирует человеческий белок DOK2, фосфорилированный по тирозину 299. Валидировано для вестерн-блоттинга и иммунофлуоресценции, это антитело необходимо для изучения сигнальных путей цитокинов и факторов роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-DOK2-Y299 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	p56DOK; p56dok-2; Phospho-DOK2-Y299
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9046
ID гена	9046
Иммуноген	Фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку вокруг Y299 человеческого белка DOK2
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	O60496
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом