


Фосфо-Drp1-S616 Кроличья Моноклональная Антитела - O00429

Артикул: CM0001350



введение

Фосфо-DRP1-S616 кроличья моноклональная антитела для применения в ВБ, ИП, ИФА, детектирует эндогенный уровень DRP1 только при фосфорилировании по сайту S616 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследования митохондриальной динамики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-DRP1-S616 кроличья моноклональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Вид	Человек
ID гена (человек)	10059
ID гена	10059
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S616 человеческого DRP1 (NP_036192.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00429
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодильный пакет