

Фосфо-Е-Кадгерин-S838/S840 Кроличья Раb - P12830

Артикул: CM0001081



введение

Поликлональные кроличьи антитела, специфичные к человеческому Е-кадгерину, фосфорилированному по положениям S838/S840. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Необходимы для изучения клеточной адгезии, подвижности эпителиальных клеток и исследований инвазивного супрессора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Е-Кадгерин-S838/S840 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; Фосфо-Е-Кадгерин-S838/S840
Вид	Человек
ID гена (Человек)	999
ID гена	999
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S838 & S840 человеческого CDH1 (NP_004351.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12830
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Сумка со льдом