


Phospho-Eef2K-S366 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - O00418

Артикул: CM0001932



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело, направленное против EEF2K в позиции Ser366. Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Идеально подходит для исследований регуляции трансляции и сигнальных путей киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-EEF2K-S366 Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; Phospho-EEF2K-S366
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29904
GeneID	29904
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S366 человеческого EEF2K (NP_037434.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00418
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	Ледяной пакет