


Фосфо-Специфическая Кроличья Поликлональная Антитела К Egfr-Y1068 Для Вб, Ип, Ифа — P00533

Артикул: CM0001266



введение

Фосфо-специфическая кроличья поликлональная антитела, нацеленная на фосфорилированный EGFR по остатку Y1068. Подходит для вестерн-блоттинга (ВБ), иммунопреципитации (ИП) и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для исследования сигнальных путей EGFR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
Вид	Человек
ID гена (человек)	1956
ID гена	1956
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y1068 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	С ледяным пакетом