


Фосфо-Egfr-Y1086 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — P00533

Артикул: CM0001252



введение

Фосфо-EGFR-Y1086 кроличья поликлональная антитело — это поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого EGFR, фосфорилированного по тирозину 1086. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, антитело детектирует рецепторную тирозинкиназу с молекулярной массой 134 кДа, поддерживая исследования сигнальных путей, опосредуемых EGFR, и онкологические исследования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-EGFR-Y1086 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1086
Вид	Человек
ID гена (человек)	1956
ID гена	1956
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y1086 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Хладоэлемент