


Фосфо-Egfr (Y1148) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P00533

Артикул: CM0001955



введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфорилированному EGFR-Y1148, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Определяет фосфорилированный по тирозину 1148 человеческий EGFR, что позволяет изучать сигнальные пути EGFR и активацию рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-EGFR-Y1148 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Фосфо-EGFR-Y1148
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y1148 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом