


Phospho-Egfr-Y1197 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга — P00533

Артикул: CM0001979



введение

Фосфо-специфическая поликлональная антитело кролика к EGFR Y1197 выявляет фосфорилированный по тирозину 1197 человеческий EGFR в Вестерн-блоттинге. Идеально подходит для изучения сигнальных путей EGFR, исследований рака и механизмов лекарственной устойчивости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-EGFR-Y1197 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1197
Вид	Человек
ID гена (человек)	1956
Иммуноген	Фосфо-специфический пептид, соответствующий участку вокруг остатка Y1197 человеческого EGFR
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ (WB)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Холодовая упаковка