


Фосфо-Egfr-Y845 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P00533

Артикул: CM0000560



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на фосфорилированный тирозин 845 человеческого EGFR, подходит для Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально для исследований сигналинга EGFR, киназной активности и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-EGFR-Y845 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Фосфо-EGFR-Y845
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y845 человеческого EGFR
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом