


Кроличий Поликлональный Антитело К Фосфо-Egfr-Y869 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P00533

Артикул: CM0001803



введение

Специфическое к фосфогруппе кроличье поликлональное антитело, направленное против EGFR Tyr869, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с EGFR человека, мыши и крысы (~134 кДа). Идеально подходит для изучения сигналинга EGFR, онкологии и активности киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-EGFR-Y869 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y869
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y869 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00533
Молекулярный вес белка	134kDa
Доставка	В ледяном мешке