

## Кролиčky Поликлональные Антитела (Pab) К Фосфо-Egfr-Y992 Для Wb И Elisa - P00533

Артикул: CM0000589



### введение

Фосфоспецифичные кролиčky поликлональные антитела к EGFR, фосфорилированному по остатку Y992. Подходят для методов WB и ELISA, обладают реактивностью к белкам человека и мыши. Идеально подходят для исследований передачи сигналов EGFR и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кролиčky pAb к фосфо-EGFR-Y992                                                                           |
| Примечания/Синонимы       | ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y992                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                  |
| GeneID (человек)          | 1956                                                                                                     |
| GeneID                    | 1956                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области Y992 EGFR человека (NP_005219.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                   |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                            |
| SWISS                     | P00533                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 134 кДа                                                                                                  |
| Транспортировка           | Хладоэлемент (лед)                                                                                       |