


Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Eif2A-S49 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P) - P05198

Артикул: CM0001580



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-eIF2 α -S49 для Вестерн-блоттинга и иммуногистохимии. Обнаруживает фосфорилированный Ser49 белка eIF2 α (EIF2S1) у человека, мыши, крысы. Идеально подходит для исследований интегрированного стресс-ответа и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-eIF2 α -S49 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 α -S49
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1965
Иммуноген	Синтетический пептид, фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим Ser49 человеческого EIF2S1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05198
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	В ледяном пакете