

Phospho-Eif4E-S209 Rabbit Pab - P06730

Артикул: CM0001582



введение

Кроличьи pAb против Phospho-eIF4E-S209 для вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживающие человеческий и мышинный eIF4E, фосфорилированный по серину 209. Идеально подходят для исследований инициации трансляции, экспорта мРНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-eIF4E-S209 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1977
ID гена	1977
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S209 человеческого eIF4E (NP_001959.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06730
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом